

## 樂齡三合一輔具使用護理指導


2019.03 制定

2023.01 審閱

### 一、目的:

適時適地提供病人需求的輔具，使行動不便者避免跌倒風險，提升就醫安全環境及照護品質。

### 二、輔具功能說明:



下床扶手

停止: 踩壓兩側  
輪子固定



助行器

扶手: 二段式

行進: 放開兩側輪子  
固定，往前推走



桌面直接嵌入扶手固定

可調整高低

更符合個人使用的高度



體重計扶手



桌面不使用時  
可嵌在扶手邊

便利桌



如廁扶手(坐姿)



如廁扶手(站姿)



馬桶固定扶手

若有問題請隨時提出，護理人員非常樂意為您服務，出院後如有何疑問，可利用馬偕醫院健康諮詢專線—台北/淡水馬偕(02)25713760、新竹馬偕(03)5745098、台東馬偕(089)310150 轉 311。諮詢時間：週一至週五上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。

祝您 平安健康